


牙镜的配置



牙镜说明

型号		MH-YJ
相机	型号	OCHTA10
	分辨率	16 万像素
插入部	主管外径	1.0mm
	工作长度	12mm
电缆	视频线	200mm
	电缆线	2200mm

主机说明

型号		MCD-700A
尺寸/重量		350*410*110mm / 7.8kg
电源模块	电压	100-240VAC
	频率	50/60Hz
LED	锐度/饱和度	0-9
	伽马	0-7
	亮度调节	0-10



MH-YJ

牙镜系统

- 具有高分辨率
- 可视化的精确治疗
- 微创手术，创口面积小

QuarkMed

4th Floor, No.15 Wenjiao West Road, Shuangta Street,
Jiangshan City, Zhejiang Jiangshan City, Zhejiang Province.
TEL: 0086-570-4072191

QuarkMed

QuarkMed 牙镜系统

浙江夸迈牙镜使用全数字图像处理技术，配置高分辨率镜头模组，通过 HDMI 数字信号输出，最大程度还原组织色彩。



特点



高清图像

高分辨率摄像头

配置 16 万高分辨率镜头模组，帮助医生实现精准的诊断和治疗，缩短手术时间，提升手术效率。

安全性

微创

通过微创切口和精细的操作平台，提供良好的视野和操作性，使得手术更加精准和安全。

人体工学

易于使用的人体工程学设计

配合人体工学的手柄设计，持握手感提升的同时便于操作，有效缓解术者手部疲劳。

适应症


适用于多种病症

辅助发现早期龋齿、牙周炎或口腔溃疡等问题。

规格型号

型号	长度	外径	通道大小	按键
MH-YJ	12mm	1.0mm	/	2 个按键

MCD-700A



最佳图像质量

